







Guía para la toma de muestra de Saliva para las prueba del COVID-19

Los síntomas de COVID-19 en los niños incluyen fiebre, cansancio, dolor muscular, tos, dolor de garganta, secreciones nasales y pérdida del olfato. Analizar la saliva es una buena manera de identificar el COVID-19.

El kit proporcionado hace que la toma de muestras sea segura y fácil. **NO** permita que la persona que vaya a dar la muestra coma, beba, fume o masque goma de mascar por al menos 30 minutos antes de la toma de la muestra. **NO** retire la película plástica de la tapa del embudo.

<p>1. Escupa hasta llegar a la línea de llenado (las burbujas no cuentan).</p>	
<p>2. Cierre con un clic empujando la tapa del embudo hacia abajo.</p>	
<p>3. Desenrosque el embudo del tubo.</p>	
<p>4. Use la tapa pequeña para cerrar bien el tubo.</p>	
<p>5. Agite brevemente el tubo tapado.</p>	